

## ■消耗部品

傷みやすい箇所のメンテナンスを簡単に出来るように設計。



### 1. 枕カバー交換

この場所も長期で使用すると傷がつきやすく、汚れやすい場所です。業務用で使用した場合、衛生面では定期的に交換したい場所になります。これもワンタッチで簡単に交換することができます。

### 2. 背布交換

マッサージ機で一番摩擦の生じるところで長期で使用した場合、すり減って必ず交換が必要となる場所です。今まではこの交換に修理代など、かなりの費用が発生していましたが「快王」ではファスナーで誰でも簡単に交換可能となっています。

## ■コインタイマー「快王c」

コイン仕様もございます。



このコインタイマーは「快王」専用開発した物で時間、金額も自由に設定が可能です。もちろん、カウンター付きですので入金額も確実に把握出来ます。またコイン仕様で稼働した場合はコインを入れたら自動でマッサージが開始し、終了したらリクライニングなど全て元の状態に復帰するようにプログラムされています。

- 医療機器認証番号: 224AKBZI00138A02 (家庭用電気マッサージ機・管理医療機器)
- JANコードNO: 4969173331310



### 仕様

- 本体寸法(約): 幅 700mm×奥行 1360mm×高さ 1040mm
- 本体重量(約): 56kg
- 電源: AC 100V(50/60Hz) ●消費電力: 85W
- 定格時間: 15分
- 医療機器認可番号: 224AGBZI00002A02 (家庭用電気マッサージ機・管理医療機器)
- JANコードNO: 4969173328310

メーカー希望小売価格 オープン価格



効能・効果 あんま・マッサージの代用: ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和