

あらゆる空間へ
上質の癒しをお届けします。



リラックスソリューション

RelaxSolution

マッサージチェア OH-5500

プロ技のような絶妙な力加減

極メカ4D

3D(上下、左右、前後)の動き全てに動作時間のコントロールを実現することで、まるで「ひとの手」に揉まれているような、深く味わいのあるマッサージを可能に。これこそが、極メカ4D。感動の心地よさを、ぜひお楽しみください。



それぞれのマッサージスピードを巧みに制御することで、なめらかで緩急のあるマッサージを実現します。



ゆっくりともみ込み、すばやく離す。より手技に近づいた動きを実現します。



速度を徐々に変化させるリズムカルな動作で、効果的にマッサージを行います。



「もみ」「たたき」等の基本的な動作に、上下の動きを加えることでなめらかなマッサージを行います。



「グググ」と強く押した後、さらに「グゥ〜」とゆっくり押し込む。ひとの手による指圧の感覚を再現します。

さらに進化した

エアーマジック

大容量・高出力のエアータグが肩から足裏までを包み込んでマッサージします。

肩療マッサージ
強弱調節5段階

腕部エアーマッサージ
強弱調節3段階

腰エアーマッサージ
座面エアーマッサージ
強弱調節5段階
※腰部・座面エアーマッサージ連動

脚部エアーマッサージ
足裏マッサージ
強弱調節5段階
※脚部・足裏マッサージ連動



脚部3段式アウトマン

独自機能 アングル
スライド機構

3段に分かれた脚部マッサージの2段目を電動でスライドさせることで、ふくらはぎの上部から足首までお好みの部位に合わせて自由にマッサージ。身長の高低に関わらず、ぴったりフィットさせることができます。

脚部の2段目が自由にスライド可能



電動スライド+スプリングスライド



最大
180mm
調節可能

電動スライド
最大105mm

スプリングスライド
最大75mm

ふくらはぎ・足首・足裏にいたるまで、ひざ下全体のマッサージポイントのカバーします。

カンタン 見やすい 使いやすい

フルカラー液晶リモコン

18種類の自動コースをダイレクトに選択

- 全身コース 5種類
- 首・肩コース 4種類
- 腰コース 4種類
- ストレッチコース 3種類
- オリジナル(ソフトコース) 1種類
- メモリーコース 1種類



リクライニング時の動作の流れ

収納時

リクライニング: 120度
オットマン: 0度



コイン投入時 自動傾倒

リクライニング: 137度
オットマン: 45度



動作中

お好みで調整可能です。
リクライニング: 120度~145度
オットマン: 45度~ 75度



タイムアップ時 自動起立

リクライニング: 120度
オットマン: 0度



コンパクトなコインBOX



コインタイマー設定

初期設定	100円/5分
設定変更範囲	時間: 1~19分 コイン: 1~7枚、10枚
コイン容量	800枚(100円硬貨)

その他の主な機能

727種類のマッサージ

28タイプの多彩なもみ技

スキップ、リピート機能

リズムカルな動きのパルスモード

ほか

極メカ
4D

肩療
マッサージ

脚部
3段式
オットマン

フルカラー
液晶
リモコン

エア
マジック

全身
ストレッチ
マッサージ

座面
マッサージ

フット
ストレッチ

電動
リクライニング

移動用
キャスター

着脱式
背パッド・枕

リモコン
ホルダー

仕様

- 本体寸法(約): (リクライニングしていない時)幅850×奥行1,280×高さ1,260mm (リクライニングしている時)幅850×奥行1,850×高さ980mm
- 組立前最小幅(約): 850mm
- 本体質量(約): 90kg ● リクライニング角度(約): 120~145度
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 110W(50/60Hz) ● 定格時間: 30分
- 医療機器認証番号: 225AKBZX00001000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

効能・効果

あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ● 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



リラックスソリューション

RelaxSolution

マッサージチェア OH-5500

JANコード: 4951704167840

メーカー希望小売価格:

569,524円(税抜)※税抜価格です。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
 - 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中、または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
 - 捻挫、肉離れなど炎症性の人
 - 椎間板ヘルニア症の人
 - その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

お客様相談窓口のご案内

0120-027-612

受付: 月曜~金曜 午前9時~午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号

06-4793-0818

E-mail

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

ご相談窓口における
個人情報の取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品の
お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

応募は フジ医療器HPから!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
ケータイから
カンタンアクセス



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

日本製

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●本カタログの記載内容は、平成26年4月現在のものです。